

克氏双糖铁琼脂斜面使用说明书

【货号】 CM904-05

【用途】 用于细菌复合生化试验（葡萄糖和乳糖的利用）。

【规格】 20 支

【成分】 (g/L)

胰酪胨	10.0
胃蛋白胨	10.0
牛肉粉	3.0
酵母粉	3.0
乳糖	10.0
葡萄糖	1.0
氯化钠	5.0
枸橼酸铁铵	0.5
硫代硫酸钠	0.5
酚红	0.025
琼脂	15.0

【pH 值】 7.4 ± 0.2 (25°C)

【原理】

胰酪胨、胃蛋白胨、牛肉粉、酵母粉在培养基中作为基础营养物质提供菌体生长所需的氮源、碳源及维生素等各种生长因子；乳糖、葡萄糖作为可发酵碳源；氯化钠维持体系渗透压平衡；硫代硫酸钠还提供硫源，在柠檬酸铁存在的条件下可以检测细菌产硫化氢；酚红作为酸碱指示剂；琼脂起凝固的作用。在该培养基上生长的细菌如果能利用乳糖、葡萄糖产酸,则使得酚红指示剂的颜色变成黄色。

【用法】

无菌环境下拆开包装，按照标准进行接种培养。

【质量控制】

质控菌株	方法	培养条件	生长情况	特征性反应
大肠埃希氏菌 ATCC 25922	定性	36°C±1°C 24h±2h	生长良好	斜面产酸(黄)/底部产酸(黄), 产气, 不产 H ₂ S
普通变形杆菌 ATCC 33420			生长良好	斜面产碱(红)/底部产酸(黄), 不产气, 产 H ₂ S
弗氏柠檬酸杆菌 ATCC 43864			生长良好	斜面产酸(黄)/底部产酸(黄), 产气, 产 H ₂ S
鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028			生长良好	斜面产碱(红)/底部产酸(黄), 产气, 产 H ₂ S

【保存】

2-25°C避光保存 6 个月。

【产品资料下载】



质检报告和化学品安全技术说明书 (MSDS) 可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>, 在“质检报告”和“MSDS”页面, 输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的, 不用于临床诊断或治疗。