



FB₂ 增菌肉汤配套试剂使用说明书

【货号】 P-130

【用途】

用于配制 FB₂ 增菌肉汤。

【规格】 5 套/盒

【成分】

萘啶酮酸溶液、盐酸吡啶黄溶液、柠檬酸铁铵溶液

【用法】

无菌加入 FB₂ 增菌肉汤配套试剂 1 套至 100mL 高压灭菌后冷却至 50℃的 Fraser 增菌肉汤 (FB₁、FB₂) 基础中，配制成 FB₂ 增菌肉汤，分装试管备用。

【保存】

2-8℃避光保存一年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书 (MSDS) 可登陆陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>, 在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。